



# STOMOCUR®

Produktkatalog

# Immer richtig versorgt mit STOMOCUR®

## Die Beutel


Die STOMOCUR® Beutel erlauben durch ihre symmetrische Form und ihre weichen Konturen ein Tragen sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Körperseite.



Sie sind versehen mit einem sehr weichen, schnell trocknenden Vlies aus Polyethylen (PE). Elektrostatisches Aufladen des Beutels durch Kleidung oder Hautreaktionen werden dadurch verhindert. Zahlreiche Beutel sind mit

der „Window“ Technologie ausgestattet, d. h. die Versorgung kann diskret getragen werden, Stoma und Ausscheidung sind nicht sichtbar. Durch ein Auseinanderziehen des Hautschutzvlieses (Bild) kann aber beides inspiziert werden. Die Vorteile einer transparenten Versorgung und einer Versorgung mit Vlies sind hier miteinander vereint.

Alle Kolostomiebeutel sind mit einem hocheffektiven Aktivkohlefilter ausgestattet. Geruchsfreies und ungehindertes Entweichen der Gase wird so gewährleistet. Die Ileostomie-Beutel sind zusätzlich mit der MPC Filtertechnologie ausgerüstet. MPC steht für „Moisture Protect Composition“ und bedeutet, dass der Aktivkohlefilter durch eine zusätzliche Schutzschicht vor Flüssigkeitsaufnahme geschützt wird. Die Wirkung bleibt so über einen längeren Zeitraum gewährleistet.



MPC Filter - Moisture Protect Composition

## Systeme

Um auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche einzugehen, werden alle STOMOCUR® Beutel als einteiliges System, das heißt der Beutel ist direkt mit der Platte verbunden, und als zweiteiliges System angeboten (Beutel und Basisplatte). Beide Varianten besitzen die gewohnte Qualität und Vielfalt bei den verwendeten Hautschutzmaterialien, unterscheiden sich aber in der Verbindung zwischen Basisplatte und Beutel.



## Clic System

Das Clic System ist ein ausgefeiltes und bewährtes System zur Stomaversorgung. Diese Verbindung zwischen Basisplatte und Beutel hat eine sehr niedrige Profilhöhe. Alle Clic


Basisplatten sind am Rastring hintergreifbar, ein Druck auf die Bauchdecke beim Anbringen des Beutels ist somit nicht notwendig. Durch ein deutliches „Clic“ wird der korrekte und feste Sitz für den Anwender hörbar. Die Basisplatten für das Clic System sind erhältlich in der normalen hydrokolloid und der konturierten Variante, sowohl plan als auch konvex.



## Konvexe Versorgung

Zur Vermeidung von Kompromissen bei Sicherheit und Komfort ist manchmal der Einsatz von konvexen Versorgungen notwendig. STOMOCUR® bietet hier insgesamt vier verschiedene

Konvexitäten in zwei unterschiedlichen Tiefen an. Unterschiede in der Breite und der Tiefe des eingearbeiteten Kegels erlauben eine optimale Anpassung an die körperlichen Gegebenheiten.



## Soft System

Das Soft System verbindet die Vorzüge einer einteiligen Versorgung und die Vielseitigkeit einer zweiteiligen. Der Soft Beutel wird mittels Klebtechnologie auf den Flange der Basisplatte geklebt. Diese Verbindung zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus. Die Basisplatten des Softsystems gibt es in unterschiedlichen Hautschutzvarianten, allerdings nur als plane Versorgung.

## Hautschutzmaterialien

Viele Kolostomieträger und ein großer Anteil der Ileostomie- und Urostomieträger leiden unter Problemen an der stomaumgebenden Haut. Ziel einer guten Stomaversorgung ist es, diese Haut gesund zu erhalten. Allerdings ist die Haut um das Stoma herum extrem empfindlich und kann, sobald einmal Irritationen aufgetreten sind, oft nur schwer behandelt werden.

Um bestmöglich die Versorgung auf die individuellen Hautverhältnisse einzustellen, bieten die STOMOCUR® Produkte drei verschiedene Hautschutzmaterialien in fünf unterschiedlichen Varianten an.



## Hydrokolloid

Der hydrokolloide Hautschutz der STOMOCUR® Produkte besteht ausschließlich aus den natürlichen Stoffen Pektin, Gelatine und Zellulose. Er wird

in gleichmäßiger Dicke oder konturiert angeboten. Das hydrokolloide Hautschutzmaterial ist hier innen, direkt am Stoma, dicker. Nach außen wird der Hautschutz dünner. Das bedeutet einen sehr schnellen und sicheren Halt aufgrund der hohen Absorptionskapazität innen.

## Wie wirkt Hydrokolloid?

Der hydrokolloide Hautschutz haftet durch Wärme und Feuchtigkeitsaufnahme an der Haut. Die Flüssigkeitsaufnahme führt zum leichten Aufquellen und somit zur sehr guten Anpassung an das Stoma. Undichtigkeiten und Hautirritationen werden so verhindert.

## Produktvorteile:

- » Nachhaltiger Schutz der stomaumgebenden Haut
- » Hohe Hautverträglichkeit
- » Gut anzuwenden
- » Bietet konturiert noch mehr Flexibilität und Komfort



## Alginat

Alginat kommen in der Natur sehr häufig vor. Sie wurden bereits in den 1980er Jahren als Verbandmaterial für Spalthautentnahmestellen verwendet. Für die Herstellung kommerzieller Alginat werden ausschließlich Braunalgen (Meeresalgen) verwendet.

Für die Herstellung kommerzieller Alginat werden ausschließlich Braunalgen (Meeresalgen) verwendet.

## Wie wirkt Alginat?

Alginat können bis zum 20-fachen ihres Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen. Diese Flüssigkeit wird dabei in die Hohlräume der Platte eingelagert. Durch die enorme Flüssigkeitsaufnahme des Alginats bleibt die Haut nur leicht feucht.

## Produktvorteile:

- » Bei akuter Versorgung von parastomalen Hautproblemen sind keine zusätzlichen Hilfsmittel (hydrokolloide Hautschutzplatten, Alginatkompressen, Pasten, usw.) notwendig.
- » Kosteneinsparung
- » Einfachere Handhabung als mit weiteren Hilfsmitteln
- » Der Betroffene kann sich weiter selbst versorgen



## MicroSkin®\*

MicroSkin®-Produkte sind mit einer besonders dünnen, elastischen und atmungsaktiven Hautschutzfolie versehen. Alle MicroSkin®-Produkte sind mit und ohne hydrokolloiden

Hautschutz erhältlich. Für Stomaträger mit permanenter flüssiger Ausscheidung empfiehlt sich ein Produkt mit integriertem Hautschuttring, um die Dichtigkeit der Versorgung zu gewährleisten.

## Wie wirkt MicroSkin®\*?

Die Hautschutzfolie schmiegt sich an die Haut an und bietet durch sichere Haftung und Flexibilität besondere Bewegungsfreiheit. Die Folie ist wasserdampfdurchlässig, lässt jedoch kein Wasser eindringen.

## Produktvorteile:

- » Besonders geeignet bei Hautfalten, Stomaanlagen nahe an Knochenvorsprüngen und narbigen Hautpartien
- » Hoher Tragekomfort, elastisch, flexibel, diskret (Bewegungsfreiheit bei Sport und im Alltag)
- » Schonende Haftung
- » Wasserdampfdurchlässigkeit, kein Schwitzen
- » Besonders für die Kinderversorgung und zum Baden geeignet
- » Leichtes Ablösen und rückstandsfreie Entfernung
- » Mit und ohne hydrokolloiden Hautschuttring erhältlich

\*MicroSkin® ist ein Markenname der Cymed Inc., USA.

FORLIFE steht bereits seit 30 Jahren für qualitativ hochwertige Produkte, die dem medizinischen Fachhandel, Kliniken und Apotheken wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards – Made in Germany – ermöglichen.

Die Entscheidung ausschließlich in Deutschland zu forschen, zu entwickeln und zu produzieren ist dabei genauso mit der Unternehmensphilosophie verbunden wie die, auf die Erfahrung langjähriger Mitarbeiter zu setzen. Es freut uns ganz außerordentlich, dass es uns gelungen ist, Mitarbeiter, die bereits seit Beginn an für FORLIFE arbeiten, mit jüngeren Nachwuchskräften in einem Team zu vereinen und somit bewährte Technologien mit zukunftsgerichteter Technik zu verbinden.

Der Fortschritt ist ein elementarer Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolgs. Daher bauen wir neben der Erfahrung unserer Mitarbeiter auch auf hochmoderne Produktionsautomaten. Der Einsatz neuester Computertechnologie und die Nutzung effizienter Produktionsmethoden sichert langfristig die wirtschaftliche Produktion hochqualitativer und innovativer Produkte in Deutschland.

Das Stoma ideal zu versorgen und dem Stomaträger einen selbstbestimmten Alltag unter Erhalt einer hohen Lebensqualität zu ermöglichen ist das Ziel unserer Produkte und unserer tagtäglichen Arbeit.

Ihr Team der FORLIFE

<b>Einteilige Versorgung</b>	<b>9</b>
<b>Kolostomie</b>	<b>9</b>
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select large	9
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select	9
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select konvex	10
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select medium konvex	10
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select Alginat	11
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select Alginat konvex	11
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select MicroSkin®*	12
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select MicroSkin®* mit Hautschutzring	12
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select small	12
STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select Alginat small	13
STOMOCUR® I Select Cap	13
<b>Ileostomie</b>	<b>14</b>
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect	14
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect konvex	14
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect medium konvex	15
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect Alginat	15
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect Alginat konvex	16
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect MicroSkin®*	16
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect MicroSkin®* mit Hautschutzring	17
STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect small	17
<b>Urostomie</b>	<b>18</b>
STOMOCUR® I Urostomiebeutel Safe	18
STOMOCUR® I Urostomiebeutel Safe konvex	18
STOMOCUR® I Urostomiebeutel Safe medium konvex	19
STOMOCUR® I Urostomiebeutel Safe MicroSkin®	19
STOMOCUR® I Urostomiebeutel Safe MicroSkin®* mit Hautschutzring	20
STOMOCUR® I Urostomiebeutel Safe MicroSkin®* mit Hautschutzring small	20

\*MicroSkin® ist ein Markenname der Cymed Inc., USA.

Zweiteilige Versorgung Clic System 21

**Basisplatten** ..... 21

STOMOCUR® | Clic Basisplatte ..... 21

STOMOCUR® | Clic Basisplatte konturiert ..... 22

STOMOCUR® | Clic Basisplatte konvex ..... 23

STOMOCUR® | Clic Basisplatte konturiert konvex ..... 23

**Beutel** ..... 24

STOMOCUR® | Clic Kolostomiebeutel ..... 24

STOMOCUR® | Clic Ileostomiebeutel ..... 24

STOMOCUR® | Clic Ileostomiebeutel small ..... 25

STOMOCUR® | Clic Urostomiebeutel ..... 25

Zweiteilige Versorgung Soft System 26

**Basisplatten** ..... 26

STOMOCUR® | Soft Klebesystem ..... 26

STOMOCUR® | Soft Basisplatte ..... 26

STOMOCUR® | Soft Basisplatte Alginat ..... 26

STOMOCUR® | Soft Basisplatte MicroSkin®\* ..... 27

STOMOCUR® | Soft Basisplatte MicroSkin®\* mit Hautschutzring ..... 27

**Beutel** ..... 28

STOMOCUR® | Soft Kolostomiebeutel ..... 28

STOMOCUR® | Soft Kolostomiebeutel small ..... 28

STOMOCUR® | Soft Ileostomiebeutel ..... 28

STOMOCUR® | Soft Ileostomiebeutel small ..... 28

Sonderversorgung 30

STOMOCUR® | Drainagebeutel extra mit großem Ablassventil ..... 30

STOMOCUR® | Drainagebeutel extra mit Zugriffsöffnung „Access Port“ ..... 30

STOMOCUR® | Drainagebeutel Protect und Protect konvex ..... 31

STOMOCUR® | Drainage-Versorgung ..... 31

Zubehör 32

STOMOCUR® | Hautschutzplatte ..... 32

STOMOCUR® | Hautschutzplatte modellierbar ..... 32

STOMOCUR® | Hautschutzring ..... 32

STOMOCUR® | Hautschutzpaste ..... 33

STOMOCUR® | Hautschutzpuder ..... 33

STOMOCUR® | Safety ..... 33

STOMOCUR® | EmplaSectal ..... 33

STOMOCUR® | Stomagürtel ..... 34

STOMOCUR® | Uro Adapter ..... 34

STOMOCUR® | Pflasterentferner-Tücher ..... 34

STOMOCUR® | Hautschutzfilm-Tücher ..... 34

STOMOCUR® | Super Absorber Gelling Sachets ..... 35

STOMOCUR® | Schere ..... 35

STOMOCUR® | Ratgeber zur Stomaversorgung ..... 35

STOMOCUR® | Stomapass (inkl. Travel certificate) ..... 35

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer 36

Allgemeine Geschäftsbedingungen 39



## Einteilige Versorgung Kolostomie

### STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select large

- » Großer geschlossener Beutel mit Filter
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 135 x 135 mm
- » Beutelgröße 160 x 220 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CSL 3020 CW	20 mm – 90 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10312485
CSL 3025 CW	25 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557927
CSL 3030 CW	30 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557910
CSL 3035 CW	35 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557904
CSL 3040 CW	40 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557896
CSL 3045 CW	45 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557873
CSL 3050 CW	50 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557867
CSL 3055 CW	55 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557850
CSL 3060 CW	60 mm	30 Stück	29.26.01.2138	10557844

### STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select

- » Geschlossener Beutel mit Filter
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 110 x 110 mm
- » Beutelgröße 145 x 205 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CS 3020 CW	20 mm – 60 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811791
CS 3025 CW	25 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811839
CS 3030 CW	30 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811845
CS 3035 CW	35 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811851
CS 3040 CW	40 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811868
CS 3045 CW	45 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811874
CS 3050 CW	50 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811897
CS 3055 CW	55 mm	30 Stück	29.26.01.2100	03811911
CS 3060 CW	60 mm	30 Stück	29.26.01.2100	09897440

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select konvex

- » Geschlossener Beutel mit Filter in vier verschiedenen Konvexitäten
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 145 x 205 mm
- » Konvexhöhe: 7 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CSK 20 CW V0	20 mm – 57 mm	20 Stück	29.26.02.3082	13862128
CSK 20 CW V1	20 mm – 43 mm	20 Stück	29.26.01.3027	09240131
CSK 25 CW V1	25 mm	20 Stück	29.26.01.3027	09899692
CSK 30 CW V1	30 mm	20 Stück	29.26.01.3027	09899700
CSK 35 CW V1	35 mm	20 Stück	29.26.01.3027	09899717
CSK 40 CW V1	40 mm	20 Stück	29.26.01.3027	10521444
CSK 20 CW V2	20 mm – 35 mm	20 Stück	29.26.01.3027	09240148
CSK 25 CW V2	25 mm	20 Stück	29.26.01.3027	09899723
CSK 30 CW V2	30 mm	20 Stück	29.26.01.3027	10521450
CSK 20 CW V3	20 mm – 25 mm	20 Stück	29.26.01.3027	09240154

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select medium konvex

- » Geschlossener Beutel mit Filter in drei verschiedenen Konvexitäten
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 145 x 205 mm
- » Konvexhöhe 3,5 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CSKM20CWV1	20 mm – 47 mm	20 Stück	29.26.01.3040	11549232
CSKM15CWV2	15 mm – 40 mm	20 Stück	29.26.01.3043	12644139
CSKM10CWV3	10 mm – 28 mm	20 Stück	29.26.01.3044	12644122

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select Alginat

- » Geschlossener Beutel mit Filter
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Alginat-Hautschutz
- » Haftfläche 110 x 110 mm
- » Beutelgröße 145 x 205 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CS 3020 CWA	20 mm – 60 mm	30 Stück	29.26.01.2159	03386879
CS 3025 CWA	25 mm	30 Stück	29.26.01.2159	09927253
CS 3030 CWA	30 mm	30 Stück	29.26.01.2159	10521415
CS 3035 CWA	35 mm	30 Stück	29.26.01.2159	10521421
CS 3040 CWA	40 mm	30 Stück	29.26.01.2159	10521438

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select Alginat konvex

- » Geschlossener Beutel mit Filter in drei verschiedenen Konvexitäten
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Alginat-Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 145 x 205 mm
- » Konvexhöhe: 7 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CSK 20 CWA V1	20 mm – 43 mm	20 Stück	29.26.01.3052	11549290
CSK 25 CWA V1	25 mm	20 Stück	29.26.01.3052	10557809
CSK 30 CWA V1	30 mm	20 Stück	29.26.01.3052	10557784
CSK 35 CWA V1	35 mm	20 Stück	29.26.01.3052	10557790
CSK 40 CWA V1	40 mm	20 Stück	29.26.01.3052	10557755
CSK 20 CWA V2	20 mm – 35 mm	20 Stück	29.26.01.3050	11549309
CSK 25 CWA V2	25 mm	20 Stück	29.26.01.3050	11549315
CSK 30 CWA V2	30 mm	20 Stück	29.26.01.3050	14061821
CSK 20 CWA V3	20 mm – 25 mm	20 Stück	29.26.01.3051	11549344

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select MicroSkin®\*

- » Geschlossener Beutel mit Filter
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MicroSkin®-Haftfläche
- » Haftfläche 135 × 100 mm
- » Beutelgröße 145 × 205 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CS 2513 CW	13 mm – 50 mm	30 Stück	29.26.01.1036	10525175

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select MicroSkin®\* mit Hautschutzring

- » Geschlossener Beutel mit Filter
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MicroSkin®-Haftfläche mit integriertem Hautschutzring
- » Haftfläche 135 × 100 mm
- » Beutelgröße 145 × 205 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CS 2615 CW	15 mm – 40 mm	30 Stück	29.26.01.2149	10525146

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select small

- » Geschlossener Beutel mit Filter
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 110 × 110 mm
- » Beutelgröße 130 × 190 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CSH20S	20 mm – 60 mm	30 Stück	29.26.01.2148	12726268
CSH25S	25 mm	30 Stück	29.26.01.2148	12726251
CSH30S	30 mm	30 Stück	29.26.01.2148	12726239
CSH35S	35 mm	30 Stück	29.26.01.2148	12726222
CSH40S	40 mm	30 Stück	29.26.01.2148	12726245
CSH45S	45 mm	30 Stück	29.26.01.2148	14045408
CSH50S	50 mm	30 Stück	29.26.01.2148	14045383

## STOMOCUR® I Kolostomiebeutel Select Alginat small

- » Geschlossener Beutel mit Filter
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Alginat-Hautschutz
- » Haftfläche 110 × 110 mm
- » Beutelgröße 130 × 190 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CSA20S	20 mm – 60 mm	30 Stück	29.26.01.2086	14061583
CSA25S	25 mm	30 Stück	29.26.01.2086	14061614
CSA30S	30 mm	30 Stück	29.26.01.2086	14061620
CSA35S	35 mm	30 Stück	29.26.01.2086	14061643
CSA40S	40 mm	30 Stück	29.26.01.2086	14061666
CSA45S	45 mm	30 Stück	29.26.01.2086	14061637
CSA50S	50 mm	30 Stück	29.26.01.2086	14061672

## STOMOCUR® I Select Cap

- » Hautfarbene Ministomakappe mit Filter
- » Mit saugfähiger Einlage
- » Hydrokolloider Hautschutz
- » Vliesabdeckung auf der Körper- und der körperabgewandten Seite
- » Haftfläche 60 mm (Ø)
- » Kappengröße 75 mm (Ø)



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CSC20	20 mm – 45 mm	30 Stück	29.26.04.0023	14138185
CSC25	25 mm	30 Stück	29.26.04.0023	14138179
CSC30	30 mm	30 Stück	29.26.04.0023	14138162
CSC35	35 mm	30 Stück	29.26.04.0023	14138156
CSC40	40 mm	30 Stück	29.26.04.0023	14138127

## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect

- » Ausstreifbeutel mit neuem „Safe and Easy“ Auslass
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter und hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche: 110 mm (Ø)
- » Beutelgröße: 150 x 220 mm
- » IPH15T auch in transparent erhältlich



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPH15	15 mm – 60 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14419978
<b>NEU!</b> IPH15T	15 mm – 60 mm	30 Stück	29.26.02.2173	16134174
IPH20	20 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14330362
IPH25	25 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14330379
IPH30	30 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14330385
IPH35	35 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14330416
IPH40	40 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14330422
IPH45	45 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14330439
IPH50	50 mm	30 Stück	29.26.02.2179	14330451
IPH55	55 mm	30 Stück	29.26.02.2179	16128707
IPH60	60 mm	30 Stück	29.26.02.2179	16128713

## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect konvex

- » Ausstreifbeutel in vier verschiedenen Konvexitäten
- » Mit neuem „Safe and Easy“ Auslass
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » MPC Filter und konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche: 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße: 150 x 220 mm
- » Konvexhöhe: 7 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPH20V0	20 mm – 57 mm	10 Stück	29.26.02.3082	14334710
IPH15V1	15 mm – 43 mm	10 Stück	29.26.02.3083	14334638
IPH20V1	20 mm	10 Stück	29.26.02.3083	14334644
IPH25V1	25 mm	10 Stück	29.26.02.3083	14334650
IPH30V1	30 mm	10 Stück	29.26.02.3083	14334667
IPH35V1	35 mm	10 Stück	29.26.02.3083	14334673
IPH40V1	40 mm	10 Stück	29.26.02.3083	14334704
IPH20V2	20 mm – 35 mm	10 Stück	29.26.02.3087	14360185

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPH25V2	25 mm	10 Stück	29.26.02.3087	14360191
IPH30V2	30 mm	10 Stück	29.26.02.3087	14360216
IPH20V3	20 mm – 25 mm	10 Stück	29.26.02.3088	14360222

## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect medium konvex

- » Ausstreifbeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- » Mit neuem „Safe and Easy“ Auslass
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » MPC Filter und konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 150 x 220 mm
- » Konvexhöhe: 3,5 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPH20M1	20 mm – 47 mm	10 Stück	29.26.02.3084	14360239
IPH15M2	15 mm – 40 mm	10 Stück	29.26.02.3085	14360245
IPH10M3	10 mm – 28 mm	10 Stück	29.26.02.3086	14360274

## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect Alginat

- » Ausstreifbeutel mit neuem „Safe and Easy“ Auslass
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter und Alginat-Hautschutzplatte
- » Haftfläche: 110 mm (Ø)
- » Beutelgröße: 150 x 220 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPA15	15 mm – 60 mm	30 Stück	29.26.02.2172	14419990
IPA20	20 mm	30 Stück	29.26.02.2172	14363491
IPA25	25 mm	30 Stück	29.26.02.2172	14363516
IPA30	30 mm	30 Stück	29.26.02.2172	14363522
IPA35	35 mm	30 Stück	29.26.02.2172	14363539
IPA40	40 mm	30 Stück	29.26.02.2172	14363640
IPA45	45 mm	30 Stück	29.26.02.2172	16128742
IPA50	50 mm	30 Stück	29.26.02.2172	16128759
IPA55	55 mm	30 Stück	29.26.02.2172	16128765
IPA60	60 mm	30 Stück	29.26.02.2172	16128771



## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect Alginat konvex

- » Ausstreifbeutel mit neuem „Safe and Easy“ Auslass
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter und Alginat-Hautschutz
- » Haftfläche: 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße: 150 x 220 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPA20V1	20 mm – 43 mm	10 Stück	29.26.02.3079	14367129
IPA25V1	25 mm	10 Stück	29.26.02.3079	14367135
IPA30V1	30 mm	10 Stück	29.26.02.3079	14367141
IPA35V1	35 mm	10 Stück	29.26.02.3079	16128794
IPA20V2	20 mm – 35 mm	10 Stück	29.26.02.3080	14367158
IPA25V2	20 mm	10 Stück	29.26.02.3080	16128788
IPA20V3	20 mm – 25 mm	10 Stück	29.26.02.3081	14367164

## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect MicroSkin®\*

- » Ausstreifbeutel mit neuem „Safe and Easy“ Auslass
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter
- » MicroSkin®\*-Haftfläche
- » Haftfläche: 135 x 100 mm
- » Beutelgröße: 150 x 220 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPM13	13 mm – 50 mm	30 Stück	29.26.02.1028	14375198

## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect MicroSkin®\* mit Hautschuttring

- » Ausstreifbeutel mit neuem „Safe and Easy“ Auslass
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter und MicroSkin®-Haftfläche mit Hautschuttring
- » Haftfläche: 135 x 100 mm
- » Beutelgröße: 150 x 220 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IPMH15	15 mm – 40 mm	30 Stück	29.26.02.2174	14375241

## STOMOCUR® I Ileostomiebeutel Protect small

- » Miniausstreifbeutel mit integrierter Verschlussklammer
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » Mit Filter, geschützt mit zusätzlichem Filterabkleber
- » Hydrokolloider Hautschutz
- » Transparente Außenseite
- » Haftfläche 80 mm (Ø)
- » Beutelgröße 100 x 170 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IM 3610 C	10 mm – 50 mm	30 Stück	29.26.04.1014	07342040

## STOMOCUR® | Urostomiebeutel Safe

- » Urostomiebeutel
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Rücklaufsperrung und Ablassventil
- » Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- » Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 130 × 195 mm
- » USH15FT mit transparenter Außenseite.



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
<b>NEU!</b> USH15FT	15 mm – 60 mm	20 Stück	29.26.03.2900	15388990
USH15F	15 mm – 60 mm	20 Stück	29.26.03.2053	13866764
USH20F	20 mm	20 Stück	29.26.03.2053	14045377
USH25F	25 mm	20 Stück	29.26.03.2053	13866770
USH30F	30 mm	20 Stück	29.26.03.2053	13866787

## STOMOCUR® | Urostomiebeutel Safe konvex

- » Urostomiebeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Rücklaufsperrung und Ablassventil
- » Inklusive 2 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 130 × 195 mm
- » Konvexhöhe: 7 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
USH10V1F	10 mm – 43 mm	10 Stück	29.26.03.3035	13866793
USH15V1F	15 mm	10 Stück	29.26.03.3035	13866824
USH20V1F	20 mm	10 Stück	29.26.03.3035	13866876
USH25V1F	25 mm	10 Stück	29.26.03.3035	13866913
USH30V1F	30 mm	10 Stück	29.26.03.3035	13866942
USH35V1F	35 mm	10 Stück	29.26.03.3035	13866965
USH10V2F	10 mm – 35 mm	10 Stück	29.26.03.3036	13866801
USH15V2F	15 mm	10 Stück	29.26.03.3036	13866830
USH20V2F	20 mm	10 Stück	29.26.03.3036	13866882
USH25V2F	25 mm	10 Stück	29.26.03.3036	13866936
USH30V2F	30 mm	10 Stück	29.26.03.3036	13866959

Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
USH10V3F	10 mm – 25 mm	10 Stück	29.26.03.3037	13866818
USH15V3F	15 mm	10 Stück	29.26.03.3037	13866847
USH20V3F	20 mm	10 Stück	29.26.03.3037	13866899

## STOMOCUR® | Urostomiebeutel Safe medium konvex

- » Urostomiebeutel in drei verschiedenen Konvexitäten
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Rücklaufsperrung und Ablassventil
- » Inklusive 2 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 130 × 195 mm
- » Konvexhöhe: 3,5 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
USH20M1F	20 mm – 47 mm	10 Stück	29.26.03.3034	13866988
USH15M2F	15 mm – 40 mm	10 Stück	29.26.03.3033	13866994
USH10M3F	10 mm – 28 mm	10 Stück	29.26.03.3032	13867002

## STOMOCUR® | Urostomiebeutel Safe MicroSkin®

- » Urostomiebeutel
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Rücklaufsperrung und Ablassventil
- » Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- » MicroSkin®-Haftfläche
- » Klebefläche 135 × 100 mm
- » Beutelgröße 130 × 195 mm (ca.)



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
USM13FT	13 mm – 50 mm	20 Stück	29.26.03.1900	16147231
USM13F	13 mm – 50 mm	20 Stück	29.26.03.1014	13866729
USM20F	20 mm	20 Stück	29.26.03.1024	13866735
USM25F	25 mm	20 Stück	29.26.03.1024	13866741
USM30F	30 mm	20 Stück	29.26.03.1014	13866758

\*MicroSkin® ist ein Markenname der Cymed Inc., USA.

## Einteilige Versorgung Urostomie

### STOMOCUR® | Urostomiebeutel Safe MicroSkin®\* mit Hautschutzring

- » Urostomiebeutel
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Rücklaufsperrung und Ablassventil
- » Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- » MicroSkin®-Haftfläche mit integriertem hydrokolloiden Hautschutzring
- » Klebefläche 135 x 100 mm
- » Beutelgröße 130 x 205 mm (ca.)



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
USMH10FT	10 mm – 40 mm	20 Stück	29.26.03.2900	16147202
USMH10F	10 mm – 40 mm	20 Stück	29.26.03.2054	13866675
USMH15F	15 mm	20 Stück	29.26.03.2054	13866681
USMH20F	20 mm	20 Stück	29.26.03.2054	13866698
USMH25F	25 mm	20 Stück	29.26.03.2054	13866706
USMH30F	30 mm	20 Stück	29.26.03.2054	13866712

### STOMOCUR® | Urostomiebeutel Safe MicroSkin®\* mit Hautschutzring small

- » Kleiner Urostomiebeutel
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Rücklaufsperrung und Ablasshahn
- » Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- » MicroSkin®-Haftfläche mit integriertem hydrokolloiden Hautschutzring
- » Klebefläche 135 x 100 mm
- » Beutelgröße 70 x 165 mm



29.26.03.1900	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
USMH10SFT	10 mm – 40 mm	20 Stück	29.26.03.1900	16147219
USMH10SF	10 mm – 40 mm	20 Stück	29.26.03.1101	13866971

## Das zweiteilige Clic System Plane Basisplatten

### STOMOCUR® | Farbcode für das Rastringssystem

Das zweiteilige STOMOCUR® Clic Rastringssystem ist nach der Rastringgröße mit Farbcodes gekennzeichnet. Wählen Sie zuerst eine geeignete Basisplatte und dann einen Beutel mit dem gleichen Farbcode.

45 57 70 85 = Rastring Ø in mm

### STOMOCUR® | Clic Basisplatte

- » Plane Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring
- » Hydrokolloider Hautschutz
- » Plattengröße 105 x 110 mm



	Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
45	CFL 4515	15 mm – 35 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03368479
	CFL 4520	20 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03368597
	CFL 4525	25 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03368605
	CFL 4530	30 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03369792
57	CFL 5715	15 mm – 40 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03030378
	CFL 5735	35 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03030444
	CFL 5740	40 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03030450
70	CFL 7015	15 mm – 50 mm	5 Stück	29.26.05.0091	03030533
	CFL 7045	45 mm	5 Stück	29.26.05.0091	07640168
	CFL 7050	50 mm	5 Stück	29.26.05.0091	07640352

## Das zweiteilige Clic System Plane Basisplatten

### STOMOCUR® | Clic Basisplatte konturiert

- » Plane Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring
- » Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Plattengröße 118 mm (Ø)



	Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
45	UFL4515	15 mm – 35 mm	5 Stück	29.26.05.0156	06885577
	UFL4520	20 mm	5 Stück	29.26.05.0156	09912671
	UFL4525	25 mm	5 Stück	29.26.05.0156	09912688
	UFL4530	30 mm	5 Stück	29.26.05.0156	09912694
57	UFL5715	15 mm – 40 mm	5 Stück	29.26.05.0157	06885583
	UFL5735	35 mm	5 Stück	29.26.05.0157	12733038
	UFL5740	40 mm	5 Stück	29.26.05.0157	12733133
70	UFL7015	15 mm – 50 mm	5 Stück	29.26.05.0158	06885608
	UFL7045	45 mm	5 Stück	29.26.05.0158	10631463
	UFL7050	50 mm	5 Stück	29.26.05.0158	14050970
85	XUFL8515	15 mm – 65 mm	5 Stück	29.26.05.0159	04543795

## Das zweiteilige Clic System Konvexe Basisplatten

### STOMOCUR® | Clic Basisplatte konvex

- » Konvexe Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring in drei Konvexitäten
- » Durchgehender hydrokolloider Hautschutz
- » Plattengröße 118 mm (Ø)



	Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
45	XCFK4515V2	15 mm – 35 mm	3 Stück	29.26.06.0067	06716573
	XCFK4520V2	20 mm	3 Stück	29.26.06.0067	09926271
	XCFK4525V2	25 mm	3 Stück	29.26.06.0067	06716627
	XCFK4530V2	30 mm	3 Stück	29.26.06.0067	06716656
	XCFK4515V3	15 mm – 25 mm	3 Stück	29.26.06.0068	01126536
57	XCFK5715V1	15 mm – 43 mm	3 Stück	29.26.06.0069	13986758
	XCFK5725V1	25 mm	3 Stück	29.26.06.0069	13986793
	XCFK5730V1	30 mm	3 Stück	29.26.06.0069	13986801
	XCFK5735V1	35 mm	3 Stück	29.26.06.0069	13986818
	XCFK5715V2	15 mm – 35 mm	3 Stück	29.26.06.0071	06717058
	XCFK5715V3	15 mm – 25 mm	3 Stück	29.26.06.0070	00101037

### STOMOCUR® | Clic Basisplatte konturiert konvex

- » Konvexe Basisplatte mit hintergreifbarem Rastring in drei Konvexitäten
- » Konturierter hydrokolloider Hautschutz
- » Plattengröße 118 mm (Ø)



	Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
45	CFK4515V2	15 mm – 35 mm	3 Stück	29.26.06.0062	01739747
	CFK4520V2	20 mm	3 Stück	29.26.06.0062	01739724
	CFK4525V2	25 mm	3 Stück	29.26.06.0062	01739687
	CFK4530V2	30 mm	3 Stück	29.26.06.0062	01739517
	CFK4515V3	15 mm – 25 mm	3 Stück	29.26.06.0061	01743068
57	CFK5715V1	15 mm – 43 mm	3 Stück	29.26.06.0063	13986824
	CFK5720V1	20 mm	3 Stück	29.26.06.0063	13986830
	CFK5725V1	25 mm	3 Stück	29.26.06.0063	13986876
	CFK5730V1	30 mm	3 Stück	29.26.06.0063	13987019
	CFK5735V1	35 mm	3 Stück	29.26.06.0063	13987025
	CFK5715V2	15 mm – 35 mm	3 Stück	29.26.06.0064	01744671
	CFK5725V2	25 mm	3 Stück	29.26.06.0064	01744665
	CFK5715V3	15 mm – 25 mm	3 Stück	29.26.06.0064	06706037

# Das zweiteilige Clic System Beutel

## STOMOCUR® | Clic Kolostomiebeutel

- » Kolostomiebeutel mit Filter für das zweiteilige Clic System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Beutelgröße 145 x 205 mm



	Artikelnummer	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
45	CD 4545 C	30 Stück	29.26.01.0029	04927001
57	CD 5757 C	30 Stück	29.26.01.0037	02480464
70	CD 7070 C	30 Stück	29.26.01.0038	01594007

## STOMOCUR® | Clic Ileostomiebeutel

- » Ausstreifbeutel mit Filter für das zweiteilige Clic System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite (außer XPF8585C)
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter
- » Beutelgröße: 150 x 220 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

	Artikelnr.	Rastringgröße	Packungsinhalt	HIMINr.	PZN
45	CI45	45 mm	30 Stück	29.26.02.0105	14367336
57	CI57	57 mm	30 Stück	29.26.02.0106	14367365
70	CI70	70 mm	30 Stück	29.26.02.0107	16082974
85	XIPF8585C	85 mm	15 Stück	29.26.02.0108	04633340

## STOMOCUR® | Clic Ileostomiebeutel small

- » Ausstreifbeutel mit Filter für das zweiteilige Clic System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter
- » Beutelgröße: 150 x 190 mm



Jetzt mit neuem „Safe and Easy“ Auslass

	Artikelnummer	Rastringgröße	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
45	CI45S	45 mm	30 Stück	29.26.02.0108	16082980

## STOMOCUR® | Clic Urostomiebeutel

- » Urostomiebeutel für das zweiteilige Clic System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Integrierte Rücklaufsperrung und Ablassventil
- » Inklusive 5 Adapter zum Anschluss an einen Nachtbeutel
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Beutelgröße 130 x 195 mm



	Artikelnummer	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
45	CU45FT	20 Stück	29.26.03.0900	16082891
45	CU45F	20 Stück	29.26.03.0060	13866652
57	CU57FT	20 Stück	29.26.03.0900	16082916
57	CU57F	20 Stück	29.26.03.0059	13866669

# Das zweiteilige Soft System Basisplatten

## STOMOCUR® I Soft Klebesystem

Das zweiteilige STOMOCUR® Soft Klebesystem besteht aus einer flexiblen Basisplatte mit einer Fixierfläche und einem Klebebeutel. Der Beutel wird durch Ankleben mit der Basisplatte verbunden.

### STOMOCUR® I Soft Basisplatte

- » Basisplatte für zweiteiliges Klebesystem Soft
- » Hydrokolloider Hautschutz
- » Plattengröße 110 x 110 mm (ca.)



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CH 3315	15 mm – 40 mm	5 Stück	29.26.05.0053	07282438
CH 3320	20 mm	5 Stück	29.26.05.0053	06198061
CH 3325	25 mm	5 Stück	29.26.05.0053	06198090
CH 3330	30 mm	5 Stück	29.26.05.0053	06198109
CH 3335	35 mm	5 Stück	29.26.05.0053	06198115
CH 3340	40 mm	5 Stück	29.26.05.0053	06198121

### STOMOCUR® I Soft Basisplatte Alginat

- » Basisplatte für zweiteiliges Klebesystem Soft
- » Alginat-Hautschutz
- » Plattengröße 110 x 110 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CH 3315A	15 mm – 40 mm	5 Stück	29.26.05.0076	10521680
CH 3320A	20 mm	5 Stück	29.26.05.0076	08413776
CH 3325A	25 mm	5 Stück	29.26.05.0076	08413782
CH 3330A	30 mm	5 Stück	29.26.05.0076	08413799

## STOMOCUR® I Soft Basisplatte MicroSkin®\*

- » Basisplatte für zweiteiliges Klebesystem Soft
- » MicroSkin®\*-Haftfläche
- » Haftfläche 135 x 100 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CO 2515	15 mm – 40 mm	5 Stück	29.26.05.1095	09710766

### STOMOCUR® I Soft Basisplatte MicroSkin®\* mit Hautschutzring

- » Gleiche Ausstattung wie CO 2515, aber mit einem integrierten hydrokolloiden Hautschutzring



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CO 2615	15 mm – 40 mm	5 Stück	29.26.05.1094	09710832

\*MicroSkin® ist ein Markenname der Cymed Inc., USA.

# Das zweiteilige Soft System Beutel

## STOMOCUR® | Soft Kolostomiebeutel

- » Kolostomiebeutel für zweiteiliges Soft System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » Beutelgröße 130 x 190 mm, max. Stoma 40 mm (Ø)



Artikelnummer	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CH 3445 CW	30 Stück	29.26.01.0021	09898586

## STOMOCUR® | Soft Kolostomiebeutel small

- » Kleiner Kolostomiebeutel für zweiteiliges Soft System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » Beutelgröße 100 x 160 mm, max. Stoma 40 mm (Ø)
- » Farbe: hautfarben



Artikelnummer	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CM 3445 S	30 Stück	29.26.04.1028	07319779

## STOMOCUR® | Soft Ileostomiebeutel

- » Ausstreifbeutel für das zweiteilige Soft System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » „Safe seal“-Verschluss
- » MPC Filter
- » Beutelgröße 150 x 220 mm, max. Stoma 40 mm (Ø)



Artikelnummer	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
VIHF 3445 CW	30 Stück	29.26.02.0101	00581876

## STOMOCUR® | Soft Ileostomiebeutel small

- » Kleiner Ausstreifbeutel mit integrierter Klammer für das zweiteilige Soft System
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » Mit Filter, geschützt mit zusätzlichem Filterabkleber
- » Beutelgröße 100 x 170 mm, max. Stoma 40 mm (Ø)
- » Farbe: hautfarben



Artikelnummer	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
IM 3445 S	30 Stück	29.26.04.1029	07322184



STOMOCUR® Drainagebeutel extra sind eine Kombination von großen hydrokolloiden Hautschutzplatten mit entsprechend dimensionierten Beuteln. Sie dienen zur Versorgung von problematischen Stomata und als Sammelbeutel von Wundsekreten.

Alle Größen verfügen über Ablassventile mit Anschlussmöglichkeiten an einen Auffangbeutel. Bei dickflüssigen Ausscheidungen kann nach Abschneiden des Ablassventils die mitgelieferte Verschlussklammer verwendet werden. Die Varianten mit Zugriffsöffnungen „Access Port“ ermöglichen einen leichten Zugang zur Wunde, ohne dass man dabei den Beutel entfernen muss.

## STOMOCUR® I Drainagebeutel extra mit großem Ablassventil



Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
SDE2-XS	90 × 180 mm	1 Stück	29.26.12.2005	11549195
SDE2-S	240 × 155 mm	1 Stück	29.26.12.2001	11549166
SDE2-M	85 × 250 mm	1 Stück	29.26.12.2002	11549137
SDE2-L	160 × 200 mm	1 Stück	29.26.12.2003	11549114
SDE2-XXL (mit zwei Auslassventilen)	230 × 380 mm	1 Stück	29.26.12.2004	11549226

## STOMOCUR® I Drainagebeutel extra mit Zugriffsöffnung „Access Port“



Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
SDE2-XSA	90 × 180 mm	Ø 120 mm	1 Stück	29.26.12.2011	11549203
SDE2-SA	240 × 155 mm	Ø 120 mm	1 Stück	29.26.12.2006	11549172
SDE2-XMA	60 × 190 mm	Ø 70 mm	1 Stück	29.26.12.2008	11549189
SDE2-MA	85 × 250 mm	Ø 120 mm	1 Stück	29.26.12.2007	11549143
SDE2-LA	160 × 200 mm	Ø 120 mm	1 Stück	29.26.12.2009	11549108
SDE2-XXLA (mit zwei Auslassventilen)	230 × 380 mm	Ø 120 mm	1 Stück	29.26.12.2010	11549120

## STOMOCUR® I Drainagebeutel Protect und Protect konvex

- » Drainagebeutel mit Filter und planer Hautschutzplatte oder in drei verschiedenen Konvexitäten
- » Vliesabdeckung auf der Körperseite
- » „Window“ auf der körperabgewandten Seite
- » MPC Filter
- » Großes Ablassventil
- » Integrierte Gürtelbefestigung
- » Konturierten hydrokolloiden Hautschutz
- » Haftfläche 118 mm (Ø)
- » Beutelgröße 150 × 220 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
DP5020	20 mm – 60 mm	10 Stück	29.26.12.2013	12465129
DP15V1	15 mm – 43 mm	10 Stück	29.26.12.3001	12465158
DP15V2	15 mm – 35 mm	10 Stück	29.26.12.3002	12465141
DP15V3	15 mm – 25 mm	10 Stück	29.26.12.3003	12465135

## STOMOCUR® I Drainage-Versorgung

- » Transparenter Drainagebeutel mit aufgedruckter Skala
- » Mit Rücklaufsperr
- » Sicheres Auslassventil mit Adapter für weitere Auffangbehälter
- » Hydrokolloider Hautschutz



Artikelnummer	Stomaöffnung	Fassungsvermögen	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
DH3S	3 mm	50 ml	30 Stück	29.26.12.2015	12726972
DH5	5 mm	150 ml	30 Stück	29.26.12.2014	12726995
DH5L	5 mm	300 ml	30 Stück	29.26.12.2012	12726989



**STOMOCUR® I Hautschutzplatte**

- » Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse
- » Stärke des Hautschutzes 0,6 mm



Artikelnummer	Größe	HIMI-Nr.	PZN
CT 101006	100 × 100 mm	29.26.07.0045	10627941
CT 151506	150 × 150 mm	29.26.07.1024	01874037
CT 202006	200 × 200 mm	29.26.07.2016	10627935
CT 372206	370 × 220 mm	29.26.07.2014	04877390

**STOMOCUR® I Hautschutzplatte modellierbar**

- » Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse
- » Individuell zuschneidbar und formbar
- » Stärke des Hautschutzes 2,4 mm



Artikelnummer	Größe	HIMI-Nr.	PZN
CT 2196 H	220 × 220 mm	29.26.07.2015	01696073

**STOMOCUR® I Hautschutzring**

- » Besteht aus hydrokolloidem formbarem Material
- » Dient zum Schutz der Haut um das Stoma und zur Abdichtung
- » Außendurchmesser 48 mm bzw. 63 mm



Artikelnummer	Stomaöffnung	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
4810	10 mm	10 Stück	29.26.11.2044	12647066
4815	15 mm	10 Stück	29.26.11.2044	12647043
4820	20 mm	10 Stück	29.26.11.2044	12647037
4825	25 mm	10 Stück	29.26.11.2044	12647020
4830	30 mm	10 Stück	29.26.11.2044	12647014
6335	35 mm	10 Stück	29.26.11.2045	12647008
6340	40 mm	10 Stück	29.26.11.2045	12646983

**STOMOCUR® I Hautschutzpaste**

- » Zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma
- » Füllt Unebenheiten zwischen Stoma und Hautschutzplatte aus
- » Jetzt neu auch ohne Alkohol



Artikelnummer	Inhalt	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
CP 2050	56 g	1 Tube	29.26.10.0020	07269751
<b>NEU!</b> PASTE0A	56 g	1 Tube	29.26.10.0038	14055921

**STOMOCUR® I Hautschutzpuder**

- » Das Puder absorbiert Feuchtigkeit der Haut um das Stoma
- » Gewährleistet eine bessere Haftung der Stomaversorgung



Artikelnummer	Inhalt	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
HP 30	30 g	1 Dose	29.26.10.1009	04572710

**STOMOCUR® I Safety**

- » Die Hautschutzlotion wird ganz dünn auf die Haut um das Stoma aufgetragen
- » Zur Vorbeugung von Hautirritationen
- » Zur schonenden Ablösung der Hautschutzplatte



Artikelnummer	Inhalt	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
S SAFETY 100	100 ml	1 Flasche	29.26.10.3019	04751772
S SAFETY 50	50 ml	1 Flasche	29.26.10.3019	04751766

**STOMOCUR® I EmplaSectal**

- » Zur leichten und hautverträglichen Entfernung der Hautschutzplatten
- » Handlich als Spray



Artikelnummer	Inhalt	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
EmplaSectal	50 ml	1 Sprühflasche	29.26.10.4016	00200420

STOMOCUR® | **Stomagürtel**

- » Stomagürtel in zwei Längen
- » Verstellbar



Artikelnummer	Länge	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
AB01	100 cm	1 Stück	29.26.11.0026	06941287
AB02	120 cm	1 Stück	29.26.11.0027	10525117

STOMOCUR® | **Uro Adapter**

- » Zum Anschluss von Bettbeuteln an die STOMOCUR® Urostomiebeutel



Artikelnummer	Packungsinhalt	HIMI-Nr.	PZN
USZ1	5 Stück	29.26.10.900	13867019

STOMOCUR® | **Pflasterentferner-Tücher**

- » Entfernt Pflaster- und Klebereste wirkungsvoll
- » Ist 100 % alkoholfrei
- » Hilft, eine gesunde Haut an beanspruchten Stellen zu bewahren
- » Benutzerfreundlich und universell einsetzbar



Artikelnummer	Packungsinhalt	PZN
REMOVEWIPE	30 Stück	13659976

STOMOCUR® | **Hautschutzfilm-Tücher**

- » Erzeugt eine dünne und widerstandsfähige Schutzschicht
- » Schonender Hautschutzfilm
- » Schützt die Haut vor Verletzungen durch Haftmittel und schützt beanspruchte Haut
- » Leicht auftragbar und trocknet in Sekunden



Artikelnummer	Packungsinhalt	PZN
PROTECTWIPE	30 Stück	13659999

STOMOCUR® | **Super Absorber Gelling Sachets**

- » Schnell wirkendes, superabsorbierendes Geliemittel
- » Einfach in der Handhabung
- » Ideal für alle Stoma-Träger auf Reisen
- » Gibt ein sicheres Gefühl
- » Perfekt für Ileostomie- oder Kolostomieträger mit flüssigerer Ausscheidung
- » Verringert Beutelanschwellen, Beutelgeräusche und Geruch



Artikelnummer	Packungsinhalt	PZN
GELSACHETS	60 Stück	13659982

STOMOCUR® | **Schere**

- » Schere zum Selbstausschneiden der Basisplattenöffnungen



Artikelnummer	Packungsinhalt
S Schere	1 Stück

STOMOCUR® | **Ratgeber zur Stomaversorgung**

- » Der Ratgeber für Stomaversorgung steht kostenfrei zur Verfügung



Artikelnummer	Packungsinhalt
S Ratgeber	1 Stück

STOMOCUR® | **Stomapass (inkl. Travel certificate)**

- » Der Stomapass steht kostenfrei zur Verfügung



Artikelnummer	Packungsinhalt
S Stomapass	1 Stück

# Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	PZN	HIMI-Nr.	Seite
4810	12647066	29.26.11.2044	32
4815	12647043	29.26.11.2044	32
4820	12647037	29.26.11.2044	32
4825	12647020	29.26.11.2044	32
4830	12647014	29.26.11.2044	32
6335	12647008	29.26.11.2045	32
6340	12646983	29.26.11.2045	32
AB01	6941287	29.26.11.0026	34
AB02	10525117	29.26.11.0027	34
CD 4545 C	4927001	29.26.01.0029	24
CD 5757 C	2480464	29.26.01.0037	24
CD 7070 C	1594007	29.26.01.0038	24
CFK4515V2	1739747	29.26.06.0062	23
CFK4515V3	1743068	29.26.06.0061	23
CFK4520V2	1739724	29.26.06.0062	23
CFK4525V2	1739687	29.26.06.0062	23
CFK4530V2	1739517	29.26.06.0062	23
CFK5715V1	13986824	29.26.06.0063	23
CFK5715V2	1744671	29.26.06.0064	23
CFK5715V3	6706037	29.26.06.0064	23
CFK5720V1	13986830	29.26.06.0063	23
CFK5725V1	13986876	29.26.06.0063	23
CFK5725V2	1744665	29.26.06.0064	23
CFK5730V1	13987019	29.26.06.0063	23
CFK5735V1	13987025	29.26.06.0063	23
CFL 4515	3368479	29.26.05.0091	21
CFL 4520	3368597	29.26.05.0091	21
CFL 4525	3368605	29.26.05.0091	21
CFL 4530	3369792	29.26.05.0091	21
CFL 5715	3030378	29.26.05.0091	21
CFL 5735	3030444	29.26.05.0091	21
CFL 5740	3030450	29.26.05.0091	21
CFL 7015	3030533	29.26.05.0091	21
CFL 7045	7640168	29.26.05.0091	21
CFL 7050	7640352	29.26.05.0091	21
CH 3315	7282438	29.26.05.0053	26
CH 3315A	10521680	29.26.05.0076	26
CH 3320	6198061	29.26.05.0053	26
CH 3320A	8413776	29.26.05.0076	26
CH 3325	6198090	29.26.05.0053	26
CH 3325A	8413782	29.26.05.0076	26
CH 3330	6198109	29.26.05.0053	26
CH 3330A	8413799	29.26.05.0076	26
CH 3335	6198115	29.26.05.0053	26
CH 3340	6198121	29.26.05.0053	26
CH 3445 CW	9898586	29.26.01.0021	28
CI45	14367336	29.26.02.0105	24

Artikelnummer	PZN	HIMI-Nr.	Seite
CI45S	16082980	29.26.02.0108	25
CI57	14367365	29.26.02.0106	24
CI70	16082974	29.26.02.0107	24
CM 3445 S	7319779	29.26.04.1028	28
CO 2515	9710766	29.26.05.1095	27
CO 2615	9710832	29.26.05.1094	27
CP 2050	7269751	29.26.10.0020	33
CS 2513 CW	10525175	29.26.01.1036	12
CS 2615 CW	10525146	29.26.01.2149	12
CS 3020 CW	3811791	29.26.01.2100	9
CS 3020 CWA	3386879	29.26.01.2159	11
CS 3025 CW	3811839	29.26.01.2100	9
CS 3025 CWA	9927253	29.26.01.2159	11
CS 3030 CW	3811845	29.26.01.2100	9
CS 3030 CWA	10521415	29.26.01.2159	11
CS 3035 CW	3811851	29.26.01.2100	9
CS 3035 CWA	10521421	29.26.01.2159	11
CS 3040 CW	3811868	29.26.01.2100	9
CS 3040 CWA	10521438	29.26.01.2159	11
CS 3045 CW	3811874	29.26.01.2100	9
CS 3050 CW	3811897	29.26.01.2100	9
CS 3055 CW	3811911	29.26.01.2100	9
CS 3060 CW	9897440	29.26.01.2100	9
CSA20S	14061583	29.26.01.2086	13
CSA25S	14061614	29.26.01.2086	13
CSA30S	14061620	29.26.01.2086	13
CSA35S	14061643	29.26.01.2086	13
CSA40S	14061666	29.26.01.2086	13
CSA45S	14061637	29.26.01.2086	13
CSA50S	14061672	29.26.01.2086	13
CSC20	14138185	29.26.04.0023	13
CSC25	14138179	29.26.04.0023	13
CSC30	14138162	29.26.04.0023	13
CSC35	14138156	29.26.04.0023	13
CSC40	14138127	29.26.04.0023	13
CSH20S	12726268	29.26.01.2148	12
CSH25S	12726251	29.26.01.2148	12
CSH30S	12726239	29.26.01.2148	12
CSH35S	12726222	29.26.01.2148	12
CSH40S	12726245	29.26.01.2148	12
CSH45S	14045408	29.26.01.2148	12
CSH50S	14045383	29.26.01.2148	12
CSK 20 CW V0	13862128	29.26.02.3082	10
CSK 20 CW V1	9240131	29.26.01.3027	10
CSK 20 CW V2	9240148	29.26.01.3027	10
CSK 20 CW V3	9240154	29.26.01.3027	10
CSK 20 CWA V1	11549290	29.26.01.3052	11

Artikelnummer	PZN	HIMI-Nr.	Seite
CSK 20 CWA V2	11549309	29.26.01.3050	11
CSK 20 CWA V3	11549344	29.26.01.3051	11
CSK 25 CW V1	9899692	29.26.01.3027	10
CSK 25 CW V2	9899723	29.26.01.3027	10
CSK 25 CWA V1	10557809	29.26.01.3052	11
CSK 25 CWA V2	11549315	29.26.01.3050	11
CSK 30 CW V1	9899700	29.26.01.3027	10
CSK 30 CW V2	10521450	29.26.01.3027	10
CSK 30 CWA V1	10557784	29.26.01.3052	11
CSK 30 CWA V2	14061821	29.26.01.3050	11
CSK 35 CW V1	9899717	29.26.01.3027	10
CSK 35 CWA V1	10557790	29.26.01.3052	11
CSK 40 CW V1	10521444	29.26.01.3027	10
CSK 40 CWA V1	10557755	29.26.01.3052	11
CSKM10CWW3	12644122	29.26.01.3044	10
CSKM15CWW2	12644139	29.26.01.3043	10
CSKM20CWW1	11549232	29.26.01.3040	10
CSL 3020 CW	10312485	29.26.01.2138	9
CSL 3025 CW	10557927	29.26.01.2138	9
CSL 3030 CW	10557910	29.26.01.2138	9
CSL 3035 CW	10557904	29.26.01.2138	9
CSL 3040 CW	10557896	29.26.01.2138	9
CSL 3045 CW	10557873	29.26.01.2138	9
CSL 3050 CW	10557867	29.26.01.2138	9
CSL 3055 CW	10557850	29.26.01.2138	9
CSL 3060 CW	10557844	29.26.01.2138	9
CT 101006	10627941	29.26.07.0045	32
CT 151506	1874037	29.26.07.1024	32
CT 202006	10627935	29.26.07.2016	32
CT 2196 H	1696073	29.26.07.2015	32
CT 372206	4877390	29.26.07.2014	32
CU45F	13866652	29.26.03.0060	25
CU45FT	16082891	29.26.03.0900	25
CU57F	13866669	29.26.03.0059	25
CU57FT	16082916	29.26.03.0900	25
DH3S	12726972	29.26.12.2015	31
DH5	12726995	29.26.12.2014	31
DH5L	12726989	29.26.12.2012	31
DP15V1	12465158	29.26.12.3001	31
DP15V2	12465141	29.26.12.3002	31
DP15V3	12465135	29.26.12.3003	31
DP5020	12465129	29.26.12.2013	31
EmplaSectal	200420	29.26.10.4016	33
GELSACHETS	13659982		35
HP 30	4572710	29.26.10.1009	33
IM 3445 S	7322184	29.26.04.1029	28
IM 3610 C	7342040	29.26.04.1014	17

Artikelnummer	PZN	HIMI-Nr.	Seite
IPA15	14419990	29.26.02.2172	15
IPA20	14363491	29.26.02.2172	15
IPA20V1	14367129	29.26.02.3079	16
IPA20V2	14367158	29.26.02.3080	16
IPA20V3	14367164	29.26.02.3081	16
IPA25	14363516	29.26.02.2172	15
IPA25V1	14367135	29.26.02.3079	16
IPA25V2	16128788	29.26.02.3080	16
IPA30	14363522	29.26.02.2172	15
IPA30V1	14367141	29.26.02.3079	16
IPA35	14363539	29.26.02.2172	15
IPA35V1	16128794	29.26.02.3079	16
IPA40	14363640	29.26.02.2172	15
IPA45	16128742	29.26.02.2172	15
IPA50	16128759	29.26.02.2172	15
IPA55	16128765	29.26.02.2172	15
IPA60	16128771	29.26.02.2172	15
IPH10M3	14360274	29.26.02.3086	15
IPH15	14419978	29.26.02.2179	14
IPH15M2	14360245	29.26.02.3085	15
IPH15T	16134174	29.26.02.2173	14
IPH15V1	14334638	29.26.02.3083	14
IPH20	14330362	29.26.02.2179	14
IPH20M1	14360239	29.26.02.3084	15
IPH20V0	14334710	29.26.02.3082	14
IPH20V1	14334644	29.26.02.3083	14
IPH20V2	14360185	29.26.02.3087	14
IPH20V3	14360222	29.26.02.3088	14
IPH25	14330379	29.26.02.2179	14
IPH25V1	14334650	29.26.02.3083	14
IPH25V2	14360191	29.26.02.3087	14
IPH30	14330385	29.26.02.2179	14
IPH30V1	14334667	29.26.02.3083	14
IPH30V2	14360216	29.26.02.3087	14
IPH35	14330416	29.26.02.2179	14
IPH35V1	14334673	29.26.02.3083	14
IPH40	14330422	29.26.02.2179	14
IPH40V1	14334704	29.26.02.3083	14
IPH45	14330439	29.26.02.2179	14
IPH50	14330451	29.26.02.2179	14
IPH55	16128707	29.26.02.2179	14
IPH60	16128713	29.26.02.2179	14
IPM13	14375198	29.26.02.1028	16
IPMH15	14375241	29.26.02.2174	17
PASTE0A	14055921	29.26.10.0038	33
PROTECTWIPE	13659999		34
REMOVEWIPE	13659976		34

Artikelnummer	PZN	HIMI-Nr.	Seite
S Ratgeber			35
S SAFETY 100	4751772	29.26.10.3019	33
S SAFETY 50	4751766	29.26.10.3019	33
S Schere			35
S Stomappass			35
SDE2-L	11549114	29.26.12.2003	30
SDE2-LA	11549108	29.26.12.2009	30
SDE2-M	11549137	29.26.12.2002	30
SDE2-MA	11549143	29.26.12.2007	30
SDE2-S	11549166	29.26.12.2001	30
SDE2-SA	11549172	29.26.12.2006	30
SDE2-XMA	11549189	29.26.12.2008	30
SDE2-XS	11549195	29.26.12.2005	30
SDE2-XSA	11549203	29.26.12.2011	30
SDE2-XXL	11549226	29.26.12.2004	30
SDE2-XXLA	11549120	29.26.12.2010	30
UFL4515	6885577	29.26.05.0156	22
UFL4520	9912671	29.26.05.0156	22
UFL4525	9912688	29.26.05.0156	22
UFL4530	9912694	29.26.05.0156	22
UFL5715	6885583	29.26.05.0157	22
UFL5735	12733038	29.26.05.0157	22
UFL5740	12733133	29.26.05.0157	22
UFL7015	6885608	29.26.05.0158	22
UFL7045	10631463	29.26.05.0158	22
UFL7050	14050970	29.26.05.0158	22
USH10M3F	13867002	29.26.03.3032	19
USH10V1F	13866793	29.26.03.3035	18
USH10V2F	13866801	29.26.03.3036	18
USH10V3F	13866818	29.26.03.3037	18
USH15F	13866764	29.26.03.2053	17
USH15FT	15388990	29.26.03.2900	17
USH15M2F	13866994	29.26.03.3033	19
USH15V1F	13866824	29.26.03.3035	18
USH15V2F	13866830	29.26.03.3036	18
USH15V3F	13866847	29.26.03.3037	18
USH20F	14045377	29.26.03.2053	17
USH20M1F	13866988	29.26.03.3034	19
USH20V1F	13866876	29.26.03.3035	18
USH20V2F	13866882	29.26.03.3036	18
USH20V3F	13866899	29.26.03.3037	18
USH25F	13866770	29.26.03.2053	17
USH25V1F	13866913	29.26.03.3035	18
USH25V2F	13866936	29.26.03.3036	18
USH30F	13866787	29.26.03.2053	17
USH30V1F	13866942	29.26.03.3035	18
USH30V2F	13866959	29.26.03.3036	18

**For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil-und Hilfsmittel mbH,  
Wendenschloßstraße 142, 12557 Berlin, Deutschland**

**1. Lieferfrist:** Der Versand erfolgt innerhalb von zwei Werktagen nach Auftragseingang, soweit die Ware im Lager vorhanden ist. Es bleibt uns vorbehalten, die bestellten Mengen in Teilen zu liefern. Leistungsstörungen bei Teillieferungen berechtigen den Käufer nicht zum Vertragsrücktritt oder Schadensersatz. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sind wir zur generellen Einstellung der Lieferung berechtigt.

**2. Versandart und -kosten:** Der Versand bestellter Ware geschieht per Post. Mehrkosten durch Eilzustellung gehen zu Lasten des Käufers. Bei Sendungen mit einem Warenwert (netto) von weniger als 100,00 Euro werden die Verpackungs- und Versandkosten in Rechnung gestellt. Der Versand der Ware erfolgt nur auf Gefahr und Kosten des Käufers bzw. Empfängers. Der Gefahrenübergang tritt spätestens mit der Absendung der Ware ein. Die Wahl des Versandweges und der Versandart bleibt uns überlassen, soweit nicht anders bestimmt.

**3. Änderungsvorbehalt:** FORLIFE ist berechtigt, eine Unter- oder Überlieferung in Höhe von 5 % der jeweiligen Bestellmenge vorzunehmen. Derartige Unter- und Überlieferungen haben produktionstechnische Gründe und werden seitens des Käufers als vertragsgerecht angesehen, Mängelansprüche bestehen bei den genannten Mengenabweichungen ausdrücklich nicht. Berechnet wird die jeweils tatsächlich gelieferte Menge. Für unterlieferte Mengen besteht kein Anspruch auf Nachlieferung.

**4. Zahlungen:** Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungseingang ohne Abzug zu zahlen. Zahlungsverzug tritt ein, ohne dass es einer Mahnung oder eines sonstigen Vorganges bedarf (Neufassung des § 284 III BGB vom 01.05.2000). Bei Fristüberschreitungen werden (entsprechend der Neufassung des § 288 I 1 BGB) Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem offiziellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank sowie 2,50 Euro Mahnkosten berechnet. Zahlungen des Käufers werden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und mit dem Überschuss auf die jeweils älteste Rechnung verrechnet. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**5. Eigentumsvorbehalt:** Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (bei Schecks bis zu deren Einlösung) sämtlicher Forderungen einschließlich Neben-

forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts trägt der Käufer die Verantwortung für den Kaufgegenstand, insbesondere auch die Gefahr des zufälligen Übergangs oder der Qualitätsminderung.

**6. Gewährleistung:** Wir weisen besonders auf die gesetzlichen Vorschriften hin, nach denen der Käufer die Gewährleistungsansprüche verliert, wenn er die Ware nicht unverzüglich untersucht und Mängel, die sich zeigen, nicht unverzüglich rügt (§377 HGB). Für berechtigte Reklamationen behalten wir uns Ersatzlieferung vor. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht erst nach Scheitern einer Ersatzlieferung.

**7. Regelung für Warenrücksendung:** Rücknahme oder Umtausch ordnungsgemäß gelieferter Ware erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung. Bei unaufgefordert zurückgesandter Ware behalten wir uns ersatzlose Vernichtung vor.


**7.1 Mängelrüge:** Sollten Sie eine Falschlieferung oder eine mit Mängeln behaftete Ware aus laufender Lieferung erhalten, dann senden Sie uns diese Ware unverzüglich, d. h. innerhalb von maximal 14 Tagen, zurück. Bitte fügen Sie unbedingt den Originallieferschein bei.

**7.2 Wie hoch ist der Gutschriftsbetrag bei Mängelrügen?** Die Ware wird Ihnen nach Prüfung Ihrer Mängelrüge zum Einkaufspreis gutgeschrieben. Dabei werden die Ihnen gewährten Rabatte zurückgerechnet.

**7.3 Reklamationen:** Wir werden alle Warenrücksendungen unverzüglich gemäß dieser Regelung mit besonderer Sorgfalt bearbeiten und gutschreiben. Sollten Reklamationen z. B. wegen fehlender Gutschrift auftreten, dann bitten wir Sie, Ihre Beanstandung innerhalb von zwei Monaten nach Einsendedatum geltend zu machen. Spätere Beanstandungen können leider nicht berücksichtigt werden, da dann eine Überprüfung nicht mehr möglich ist.

**8. Gerichtsstand:** Erfüllungsort oder Gerichtsstand ist Berlin. Als Gerichtsstand im Falle eines Mahnverfahrens wird ausschließlich Berlin vereinbart.

Ihr Ansprechpartner:



For Life  
Produktions- und Vertriebsgesellschaft  
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Wendenschloßstraße 142  
12557 Berlin  
Germany

mail@forlife.info  
www.forlife.info

Hotline: 0800-872 24 36  
(gebührenfrei)

